

HYAJOINT PLUS™

Ácido Hialurônico de Alto Peso Molecular

TECNOLOGIA CROSS-LINKED

Patenteada nos Estados Unidos.



SCIVISION
BIOTECH INC.

LEALMEDICAL

<https://www.lealmedical.com>

HYAJOINT Plus™

DESCRIÇÃO DO HYAJOINT PLUS®:

PRODUTO	HYAJOINT PLUS® 
INGREDIENTE ATIVO	HIALURONATO DE SÓDIO 60MG.
AGENTE RETICULADOR	BDDE BUTANEDIOL DIGLYCIDIL ETHER < 2 PPM (0,000002)
ALTO PESO MOLECULAR	APROX. $1.2 \cdot 10^{22}$ DALTON.
EFICÁCIA	6 ATÉ 12 MESES.
ORIGEM	FERMENTAÇÃO BATERIANA.
COMPOSIÇÃO	60 MG EM 3ML.
CONCENTRAÇÃO	2%.
VISCOSIDADE (G⁻¹)	20-70 Pa. Com frequência de 1Hz* 28 Pa.
ELASTICIDADE (G⁻¹)	100 - 300 Pa. Com frequência de 1Hz* 160 Pa.
VOLUME	20 MG / *ML.
AGULHA (NÃO INCLUSA)	21G E 23G.
INDICAÇÃO	OSTEOARTRITE.
TRATAMENTO	UMA ÚNICA INJEÇÃO .

1Hz* um passo por segundo.

HYAJOINT Plus™

É um implante em hidrogel de
viscossuplementação do fluido sinovial.

**ÁCIDO HIALURÔNICO
INTRA-ARTICULAR CROSS-LINKED.**

VANTAGENS DO CROSS-LINKED

- Efeitos mais duradouros na articulação.
- Maior Estabilidade.
- Maior peso molecular retendo mais água no tecido para hidratar.
- Tem efeito anti-inflamatório.
- Estimula a produção de Colágeno.
- Maior resistência à degradação na articulação.
- Estudos demonstraram que quanto maior o peso molecular do viscossuplemento, melhor sua eficácia.



**UMA ÚNICA INJEÇÃO PARA ALIVIAR A DOR RESULTANTE DA
OSTEOARTRITE DE JOELHO E RESTAURAR A MOBILIDADE**




HYAJOINT PLUS™


Importado por: **LEALMEDICAL**



[https://www](https://www.lealmedical.com)  lealmedical.com

CONTACTOS:

 +55(11)98994-4059.
+55(11)99991-9344.
+55(11)99555-7943.

 @lealmedical

 comercial@lealmedical.com